

ТРЕБОВАНИЯ

К ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ, СТЕРИЛИЗАЦИИ



На парикмахерские и косметические услуги, маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж, солярии, а также услуги прачечных и химчистки распространяются санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 15.02.2023г.

При оказании услуг, не связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, многоразовые инструменты должны быть **продезинфицированы**.

При оказании услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, инструменты подлежат последовательной **стерилизации** (дезинфекции по вирулицидному режиму, предстерилизационной очистке и стерилизации) либо необходимо использовать одноразовые стерильные инструменты. Вскрытие многоразовых и (или) одноразовых стерильных инструментов из стерильной упаковки осуществляется в присутствии потребителя.

Справочно:
к услугам, связанным с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки относятся маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж, а к услугам, не связанным с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки относятся парикмахерские и косметические услуги.

Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация и оценка качества должны проводиться с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с инструкциями производителей.

Методы, способы дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации должны выбираться в зависимости от особенностей используемых для оказания услуг инструментов, оборудования и материалов в соответствии с инструкциями производителей.

Для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации должны использоваться:

- оборудование, предназначенное для этих целей;
- емкости, в том числе мерные, для приготовления растворов дезинфицирующих средств;
- умывальники с подводкой проточной горячей и холодной воды для промывания инструментов после проведения дезинфекции и (или) предстерилизационной очистки;
- упаковочные материалы и индикаторы контроля стерилизации, разрешенные к применению для этих целей, в соответствии с инструкциями производителя.

Этапы стерилизации:

01

Дезинфекция:

- Дезинфекции подлежат инструменты и (или) оборудование, контактирующие с кожными покровами, ногтями, волосами, слизистыми оболочками потребителя.
- Дезинфекция инструментов и (или) оборудования должна проводиться после завершения обслуживания каждого потребителя.
- Перед дезинфекцией инструменты и (или) оборудование промываются под горячей проточной водой.
- Несъемная металлическая часть электрических машинок перед дезинфекцией должна механически очищаться от волос.
- Электроды к косметическому оборудованию и приборам дезинфицируются после каждого использования потребителем.
- После очистки и проведенной дезинфекции инструменты хранятся в промаркированных емкостях с крышками.

02

Предстерилизационная очистка (ПСО):

- Предстерилизационная очистка проводится после дезинфекции с использованием предназначенных для этих целей моющих средств в соответствии с инструкциями производителей.
- Предстерилизационная очистка может быть совмещена с дезинфекцией в случае, если в соответствии с инструкцией производителя допускается использование дезинфицирующего средства для проведения предстерилизационной очистки.
- После проведения предстерилизационной очистки инструменты промываются под горячей проточной водой и просушиваются.

03

Стерилизация:

- Стерилизация инструментов проводится после дезинфекции и предстерилизационной очистки, является завершающим этапом обработки.
- Инструменты стерилизуются в стерилизаторах упакованными на одного потребителя (для оказания одной услуги) в стерилизационные упаковочные материалы и в них же хранятся. На упаковочном материале должна быть указана дата стерилизации.
- Стерилизаторы должны быть в исправном состоянии.
- Стерилизация проводится с соблюдением режимов стерилизации, указанных в инструкции по эксплуатации (руководстве, паспорте изготовителя) стерилизатора.
- При проведении стерилизации должны использоваться упаковочные материалы и индикаторы, предназначенные для этих целей.
- После стерилизации инструменты должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами.
- Должна быть обеспечена фиксация каждого цикла стерилизации в журнале учета работы стерилизационного оборудования, а также индикаторов контроля стерилизации при невозможности их сохранения на упаковке до использования. Журналы ведутся в письменной форме или в форме электронного документа. Письменный журнал хранится в течение трех лет с момента внесения в него последней записи



В рамках производственного контроля один раз в полугодие проводится оценка качества стерилизации инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).